

high tech

high beauty

OVERLINE

Press release

Élite Resolution Face

Coccole per il viso con élite Resolution Face

Milano, 13 marzo 2015 – Élite Resolution Face è il sistema Overline pensato per prendersi cura degli inestetismi di viso, collo e décolleté, un'apparecchiatura che racchiude le tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, tonificazione e rigenerazione. Con *élite Resolution Face* è possibile scegliere tra due distinti sistemi di lavoro **partendo dall'imperfezione per arrivare alla soluzione**.

- il trattamento guidato, in cui l'estetista individua l'inestetismo. In questo caso l'apparecchiatura accompagna l'operatrice in ogni fase, dall'analisi agli step del trattamento, indicando le tecnologie più adatte
- il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver determinato la tipologia dell'inestetismo, l'estetista provvede autonomamente alla scelta del trattamento, potendo sempre contare, se necessario, sul supporto dell'apparecchiatura che, in base alle caratteristiche dell'imperfezione, propone la soluzione ad hoc.

Il display touch 10" LCD consente la capillare consultazione di programmi e trattamenti attraverso la visualizzazione di immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro.



OVERLINE

Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano

Tel.: 02 57303118

info@overline.it

www.overline.it

Informazioni per la stampa

HALO COMUNICAZIONE

Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683

Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it

Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it

Tutti i programmi di élite Resolution Face

CHECK-UP

Controllo idratazione • La funzione di “controllo idratazione” permette di rilevare la percentuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.

PULIZIA CUTANEA

Scrub brushes • Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il brush, un’azione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.

Ultrasuoni 25khz • Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Unisce l’effetto degli ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spatola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi pelle con 14 programmi specifici.

Corrente Galvanica • E’ utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cutanea sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri specifici.

Micro Dermoabrasione • Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base all’inetestismo da trattare.

Vaporizzatore • Il vaporizzatore è stato ingegnerizzato per abbinare al vapore acqueo, sia l’ozono che le sostanze essenziali. L’ozono è noto per l’efficace azione antibatterica e la capacità di influenzare l’acidità della pelle. Le sostanze essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel getto di vapore, grazie al dispositivo posto sull’ugello di uscita. Le particelle microscopiche si diffondono sull’epidermide ottimizzando l’effetto benefico del trattamento.



OVERLINE

Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano
Tel.: 02 57303118
info@overline.it
www.overline.it

Informazioni per la stampa

HALO COMUNICAZIONE

Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683
Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it

RINGIOVANIMENTO

Radio Frequenza • Tramite l'onda diatermica permette di riportare a un adeguato sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico incrementandone la loro azione.

Elettroporazione • Attraverso l'emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all'inetetismo da trattare.

Lifting • Queste particolari correnti cercano di simulare gli impulsi nervosi fisiologici, in questo modo si ottiene un ripristino dei tessuti. L'elettrolifting è in grado di produrre una stimolazione a livello del microcircolo cutaneo che, a sua volta, aumenta il nutrimento e l'ossigenazione dei tessuti favorendone la rivitalizzazione. Inoltre contribuisce alla stimolazione del "fibroblasto", incrementando la quantità e la qualità del collagene da esso sintetizzato e favorisce il sistema linfatico e le sue funzioni. Il trattamento è diviso in 4 fasi, ognuna delle quali utilizza un differente tipo di corrente.

Stimol • L'elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo selettivo i muscoli atoni.

Alta Frequenza • Utilizzando l'applicazione diretta della corrente di tesla (corrente alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione che genera calore all'interno dei tessuti trattati. La luce blu ha inoltre un'azione germicida.



OVERLINE

Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano
Tel.: 02 57303118
info@overline.it
www.overline.it

Informazioni per la stampa

HALO COMUNICAZIONE

Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683
Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it

PROGRAMMA BENESSERE

Massaggio Endodermico • E' piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l'estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di vacuum-massaggio che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio per evitare danni al derma e alla rete capillare.

Mask Light Face • Trattamento cromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così un maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento. Associato alle **maschere specifiche isol** permette di intensificarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.



Azienda milanese fondata nel 1989 dalla famiglia Peletti, **Overline** è leader nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per l'estetica professionale ad alta tecnologia. Una realtà operante sul mercato da 25 anni e che grazie a una gestione responsabile, al proprio laboratorio di ricerca e sviluppo, alla competenza tecnica e all'esperienza dello staff, ha dato vita a prodotti performanti e di grande qualità per trattamenti viso, corpo ed epilazione. Una produzione tutta italiana che risponde ad alcuni requisiti fondamentali quali l'efficacia, la facilità d'uso, la sicurezza ed è supportata da un efficiente servizio post vendita. Le apparecchiature rispondono pienamente alle normative e agli standard imposti dal decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011 "Regolamento di attuazione dell'art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista": Tutti i prodotti, infatti, sono conformi alle norme CE e garantiti dalla certificazione TUV EN ISO 9001:2008 (progettazione, produzione, vendita, sviluppo e ricerca di strumentazioni biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica. Registrazione del certificato TIC 15 100 96408) e ISO 13.485:2003 (Progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la cosmetica ed elettromedicali. Certificato n° 390354). Tutte le apparecchiature sono sottoposte a severi test di controllo e sicurezza. Overline distribuisce i propri prodotti in Italia e in tutti i paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia e Giappone.

OVERLINE

Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano
Tel.: 02 57303118
info@overline.it
www.overline.it

Informazioni per la stampa

HALO COMUNICAZIONE

Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683
Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it